

A BIO- ELETRÔNICA E OS MISTÉRIOS DA VIDA

CURSO ELEMENTAR, PRÁTICO
E TEÓRICO
DE INICIAÇÃO A
BIO-ELETRÔNICA
segundo o método
Louis-Claude VINCENT

por **Pierre BRESSY**
Doutor em Bio-Naturopatia

Hieróglifo Egípcio simbolizando a vida:
A onda eletromagnética OSIRIS age sobre a água ISIS para gerar vida BATA

Análises de produtos dietéticos (nosso laboratório)


Produtos	<u>pH</u>	<u>rH2</u>	<u>r</u>
Pianto Dourado	5,52	13,0	29,5
Biotônico Bil (B/I)	4,12	16,5	4160,0
Biotônico Dg(D/I)	3,98	14,5	5261,0
Biotônico Fam (F/A)	3,93	13,5	4526,0
Biotônico Ins (I/S)	4,18	14,0	6145,0
Biotônico Rhu (R/U)	4,05	15,0	5185,0
Biotônico San (S/A)	4,00	13,8	6118,0
Biotônico Tx (T/X)	3,97	14,5	6240,0
Biotônico Vita (V/I)	3,96	14,0	5280,0
Biotônico St. Joseph	3,70	15,5	4000,0

Os produtos Pianto são excepcionalmente elaborados, todos ácidos e redutores. Constituem vectores anti-câncer notáveis. Cada biotônico contém mais de cinquenta plantas sobre as quais outro tanto de fermentos específicos nutrem-se e concentram seus elementos farmacodinâmicos (estabilização por ultra-sons).

Em seguida uma dupla fermentação (autólise) permite estabilizar o produto com uma concentração a vácuo. O controle permanente do rH2 durante a fabricação permite obter uma solução não alcóolica o que é muito importante. Enfim, a técnica é eficaz porque a concentração dos produtos ativos passa dos 80% e a análise por cromatografia em fase gasosa demonstra que uma colher de chá desse plasmolisado corresponde a atividade de 5 litros de chá.

Análises de vários sucos de legumes e extratos diversos (nosso laboratório)

Produtos	<u>pH</u>	<u>rH2</u>	<u>r</u>
Rábano	6,51	13,0	122,4
Feijão	6,20	23,5	225,6
Funcho	6,08	20,5	117,6
Soja Verde (diluído)	6,70	28,4	630,0
Alho-Poró	6,25	16,5	126,0
Alcachofra	6,18	17,0	163,2
Pepino	6,18	17,0	163,0
Cebola	5,70	17,5	380,0
Cenoura	5,49	9,5	500,0
Agrião	5,50	9,5	96,2
Aipo	5,73	9,5	74,6



Sangue (a direita em baixo) Saliva (a esquerda) urina (no alto a esquerda)

A BIO- ELETRÔNICA, CIÊNCIAS DOS TERRENOS BIOLÓGICOS

A bio-eletrônica é a ciência que mede de modo objetivo, a partir de três fatores físicos conhecidos, as correntes eletromagnéticas da vida.

Concretamente, se as ações eletromagnéticas sobre os seres vivos são certas, é importante, para determinar uma terapêutica eficaz, que a intervenção na alimentação seja adaptada ao caso patológico em qualidade e quantidade.

O meio de uma célula é definido por:

- - O pH: 7,1 - saúde perfeita - Se predomina a acidez, há mais ions (+) que ions (-), se a alcalinidade é dominante, há mais ions (-) que ions (+).
- - ÓXIDO-REDUÇÃO: Rh2 = 21 a 23; saúde perfeita: uma solução que perde elétrons oxida-se, formando o oxigênio molecular e o hidrogênio molecular é destruído; uma solução que ganha elétrons reduz-se; cria-se hidrogênio molecular a partir do oxigênio molecular.
- - A RESISTIVIDADE: r_ô=190 a 220 ohms - saúde perfeita; esse fator permite avaliar a pressão osmótica de um meio; quanto menor a resistividade de uma solução, maior será sua concentração em agentes condutores e inversamente, o que demonstra a possibilidade de eliminação pelos rins dos eletrólitos minerais e orgânicos em excesso no organismo.

• A bio-eletrônica utiliza essas três medidas com o sangue, a urina e a saliva o que determina quatro temperamentos:

- - Ácido redutor: cereais cozidos, levedo de cerveja, oxigeno-terapia, água do mar, ...
- - Alcalina redutora: melancia, pêra, produtos malteados, cenouras, ozônio, ...
- - Alcalina oxidada: gérmen de trigo, pólen, alimentação crua, negatização?
- - Ácido oxido: agrião, alho poró, espinafre, carbogênio, montanha

Se o pH for ácido, a água mineral bastará; se o pH for alcalino deverá acrescentar vinagre de maçã.

É absolutamente necessário determinar, pelo menos uma vez o programa bio-eletrônico para obter sua idade biológica global.

Seguindo-se os conselhos em conformidade com pH, rh2, r_ô, obtém-se uma ação eficaz para manter e melhorar sua imunidade conduzindo à uma saúde perfeita.